

D Gebrauchsinformation

DC Modellgusslegierung

Legierungsbestandteile

Co:	~62,0 %
Cr:	30,0 %
Mo:	5,5 %
Si:	1,0 %
Mn:	0,6 %
C:	0,6 %
Sonstige:	< 0,1 %

Eigenschaften

Härte nach dem Guss	ca. 400 HV 10
Dichte	8,3 g/cm ³
Solidus/Liquidus	1.250-1.260° C
Gießtemperatur	1.320° C
Zugfestigkeit	< 700 N/mm ²
Bruchdehnung	> 6 %
Lieferform	Zylinder ø 9,5 x 11 mm
Verpackungseinheit	2,2 lb (1.000 g)

DC Modellgusslegierung ist eine Modellgusslegierung auf Kobaltbasis.

DIN EN ISO 22674:2007, Typ 5

Modellieren und Anstieren:

Die Modellation des Gussobjektes erfolgt in gewohnter Weise. Für die Anstielung sind in der Regel 2 Gusskanäle mit einer Stärke von 3,0 - 3,5 mm ausreichend. Diese werden fließend an den massivsten Teilen der Modellation angebracht

Einbetten und Vorwärmen:

Zum Einbetten eignen sich alle im Handel erhältlichen phosphatgebundenen Einbettmassen, die für eine Vorwärmtemperatur von 950° C geeignet sind, (die Verarbeitungsanweisungen der Einbettmassen-Hersteller sind zu beachten).

Die Muffel wird entsprechend den Angaben des Einbettmassenherstellers auf eine Endtemperatur von 950° C - 1050° C aufgeheizt.

Schmelzen und Gießen:

• Nur saubere Keramiktiegel verwenden!

• Für jede Legierung einen extra Tiegel verwenden!

• Für optimale Gussergebnisse nur neues Metall verwenden!

• Kein Schmelzpulver benutzen!

Die Legierung wird im Keramikschmelztiegel verschmolzen.

Bevor der letzte Zylinder zusammengefallen ist, wird die Muffel in die Schleuder eingesetzt. Die Legierung weiter aufschmelzen bis der Schatten im Zentrum verschwindet. Die Legierung ist komplett aufgeschmolzen und der Gießvorgang kann sofort ausgelöst werden.

Legierung nicht überhitzen!

Beim Aufschmelzen mit Azetylen/Sauerstoff ist die Anleitung des Brennerstellers zu beachten. Eine sauber eingestellte Flamme verhindert die Verunreinigung der Legierung. Der Gießvorgang wird ausgelöst, sobald die Legierung zusammengeflossen ist, und sich unter dem Flammendruck leicht bewegt. Nach dem Guss die Muffel bis auf Zimmertemperatur abkühlen lassen und ausbetten.

Nicht im Wasserbad abschrecken!

Löten und Schweißen

Zum Löten der Legierung können alle handelsüblichen hochschmelzenden Cobalt-Chrom Lote verwendet werden.

Wird die Legierung entsprechend der Anleitung verarbeitet, lässt es sich sehr leicht ausarbeiten und polieren. Eine gute Hochglanzpolitur garantiert optimale Dichte und beste Biokompatibilität.

Gewährleistung: Alle Empfehlungen bezüglich der Anwendung beruhen auf Erfahrungen des Herstellers und können daher nur als Richtwerte gesehen werden. Die Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Änderungen in Konstruktion und Zusammensetzung werden deshalb vorbehalten.

Gefahrenhinweise:

R42/43: (Kobalt) Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.

R53: (Kobalt) Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Sicherheitshinweise:

S2: Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

S22: Staub nicht einatmen. (Kobalt)

S24: Berührung mit der Haut vermeiden. (Kobalt)

S37: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. (Kobalt)

Entsorgung

Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung im Sicherheitsdatenblatt.

GB Instruction for use

DC Partial alloy

Component of the alloy

Co:	~62.0 %
Cr	30.0 %
Mo:	5.5 %
Si:	1.0 %
Mn:	0.6 %
C:	0.6 %
Others:	< 0.1 %

Characteristics

Hardness after casting	ca. 400 HV 10
Specific gravity	8.3 g/cm ³
Solidus/Liquidus	1,250 - 1,260° C
Casting temperature	1,320° C
Tensile Strength	< 700 N/mm ²
Extension	> 6 %
Delivery form	Cylinder ø 9.5 x 11 mm
Packaging unit	2.2 lb (1,000 g)

DC partial alloy is a partial alloy on cobalt base. DIN EN ISO 22674:2007, Type 5

Modelling and Sprue System:

The modulation of the casting objects happens as usual. 2 casting channels with a thickness of 3 - 3.5 mm are normally sufficient for the sprue system. These will be added fluently at the massiest parts of the modelling.

Investing and Preheating:

Any commercial phosphate bonded investments, which are suitable for a preheating temperature of 950° C, are qualified for the investing (please follow the handling instructions of the investment-producer). Preheating of the muffle according to the instructions of the investment producer to an end temperature of 950° C - 1.050° C.

S Bruksanvisning

DC Modellgjutlegering

Standardanalys

Co:	~62,0 %
Cr:	30,0 %
Mo:	5,5 %
Si:	1,0 %
Mn:	0,6 %
C:	0,6 %
Others:	< 0,1 %

Egenskaper

Hårdhet (efter gjutning)	ca. 400 HV 10
Densitet	8,3 g/cm ³
Smältintervall	1.250-1.260° C
Gjuttemperatur	1.320° C
Sträckningsstyrka	< 700 N/mm ²
Sträckningsgräns	> 6 %
Form	Cylinder ø 9,5 x 11 mm
Förpackning	2,2 lb (1.000 g)

DC Modellgjutlegering är ett modellgjutlegering på kobaltbas.

DIN EN ISO 22674:2007, Type 5

Modellering och sätta i stift:

Minimum metallhöjcklek 0,3 - 0,35 mm.

Inbäddning och förvärmning:

Använd fosfatbunden inbäddningsmassa som är lämpligt för förvärmningstemperatur 950° C (följ tillverkarens bruksanvisning). Förvärmningstemperatur 950° C - 1050° C.

Melting and Casting:

- Use only clean ceramic crucibles!
- Use an extra crucible for every alloy!
- Only use new metal for optimum casting results!
- Do not use melting powder!

Pre-melting of the alloy in the ceramic crucible. The muffle will be placed into the centrifuge, before the last cylinder has collapsed. Cast alloy until the shadow in the center disappears. The alloy is now completely melted and the casting procedure should be started immediately.

Do not overheat the alloy!

Please follow the instructions of the manufacturer while melting with acetylene/oxygen. A cleanly adjusted flame prevents contamination of the alloy. The casting procedure will be started, as soon as the alloy is melted and moves slightly under flame pressure. After the casting cool the muffle to room temperature and deflasking.

No water quench!

Soldering:

Any commercial high-melting cobalt-chrome solders may be used for the soldering of the alloys.

If the alloy is handled according to the corresponding instructions, it can be polished and grinded easily. A good high glass polishing guarantees an optimum density and best biocompatibility.

Guarantee: All recommendations regarding the handling are based on the manufacturer's experiences and tests. Therefore they may only be taken as guide values. The products are subject to a continuous advancement. Construction and composition are subject to alteration.

Risks phrases:

R42/43: (Cobalt) May cause sensitization by inhalation and skin contact.
 R53: (Cobalt) May cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

Safety phrases:

- S2: Keep out of the reach of children.
- S22: Do not breathe dust. (Cobalt)
- S24: Avoid contact with skin. (Cobalt)
- S37: Wear suitable protective clothing and gloves. (Cobalt)

Disposal:

Follow the disposal considerations in the material safety data sheet

Gjutning/smältning

- Använd endast rena deglar!
- Använd en degel per metall!
- Gjut endast med ny metall för optimalt resultat!
- Använd ej smältningspulver!

Innan sista fasta beståndsdelarna har sjunkit ner sätt kylvatten i centrifugen. När sista fasta beståndsdelarna har sjunkit ner fullständigt inleds gjutningsproceduren.

Overhätta inte legeringen.

Vid användning av acetylen/syrgas beakta bruksanvisning av producenten. När sista fasta beståndsdelarna har sjunkit ner fullständigt och den smälta massan rör sig lätt på grund av flammans tryck inled gjutningsproceduren. När kylvattens temperatur sjunkit ner fyll rumstemperat badda ur.

Ingen vattenschock. Rekommenderas långsam kylning!

Löjning och svetsning:

Använd för löjningen kobaltkrom-lod. När du följa bruksanvisningen noggrant så är legeringen enkelt att bearbeta och Polera. En bra höglanspolering ger optimalt densitet och bästa biokompatibilitet.

Garanti: Rekommendationer baserade på av producentens erfarenheter och studier och kan endast anses som standard värden. Våra produkter genomgår ständigt vidareutveckling och är därför föremål för modifiering såsom konstruktion och sammansättning.

Färoinformation:

R42/43: (Kobalt) Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.
 R53: (Kobalt) Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Säkerhetsinformation:

- S2: Förvaras otillgängligt för barn.
- S22: Förhindra spridning och anhopning av damm. (Kobalt)
- S24: Undvik kontakt med huden. (Kobalt)
- S37: Använd skyddshandskar. (Kobalt)

Avfallshantering:

Avfallshantering enligt säkerhetsdatablads hänvisningar