

DC Arti

Ein Artikulationsgips zum Einartikulieren, Fixieren von Unterfütterungen und KFO-Modellen und zum Herstellen von Frässockeln und Vorwällen.

Wasser / Gips:	30 ml : 100 g
Verarbeitungszeit:	3 Min.
Abbindezeit:	4,5 Min.
Druckfestigkeit nach 1 h:	20 Mpa
Abbindeexpansion nach 2 h:	0,05 %
Farbe:	weiß
Verpackung:	20 kg Papiersack
Artikel Nr:	711071