

DC Baster

Ein reiner Alabastergips mit 15 % Hartgipsanteil mit kontrollierter Expansion und problemloser Verarbeitung für Planungsmodelle und Situationsmodelle.

| | |
|---------------------------|------------------|
| Wasser / Gips: | 50 ml : 100 g |
| Verarbeitungszeit: | 6 Min. |
| Abbindezeit: | 10 - 12 Min. |
| Druckfestigkeit nach 1 h: | 10 Mpa |
| Abbindeexpansion nach 2h: | 0,15 % |
| Farbe: | naturweiß |
| Verpackung: | 25 kg Papiersack |
| Artikel Nr: | 711052 |