

DC Hart

DC Hart

Ein klassischer Modellhartgips für Arbeitsmodelle, Gegenbissmodelle Kunststofftechnik und Planungsmodelle. Geringe Expansion und hohe Kantenstabilität, erhältlich in den Farben blau und gelb.

Wasser / Gips:	30 ml : 100 g
Verarbeitungszeit:	6 Min.
Abbindezeit:	10 - 12 Min.
Druckfestigkeit nach 1 h:	22 Mpa
Druckfestigkeit nach 24 h:	50 Mpa
Abbindeexpansion nach 2h:	0,18 %
Farbe:	blau (Art.-Nr:711047), gelb (Art.-Nr:711046)
Verpackung:	25 kg Papiersack