



**Großhandelsgesellschaft
mbH**

Carl-Zeiss-Str. 2
22946 Trittau
Tel.: 04154 / 8437 - 0
Fax: 04154 / 8437 - 33

DC Dental Central GmbH, Carl-Zeiss-Str. 2, D-22946 Trittau

**Produktbeschreibung
Produkt : DC Kältespray
Art.-Nr: 018041/**

DC Kältespray (medizinische Qualität) kühlt bis – 45 °C und verdampft sofort und rückstandsfrei.

Es ist hervorragend zum Vereisen von Schaumstoffpellets und Watterollen, sowie zur Vitalitätsüberprüfungen am Zahn geeignet und kann auch zum raschen Abkühlen von Abformmaterialien oder Tiefziehfolien verwendet werden.
(Medizinprodukt Klasse I)

Ein genaues Applikationsröhrchen dient zum gezielten Aufbringen.

DC Kältespray hat Pfefferminz Geschmack und ist FCKW – frei, abgefüllt mit für Pharmazeutika zugelassenem Treibgas.