

## DC Nahtmaterial

DC Nahtmaterial ist atraumatisch und nicht resorbierbar ( es löst sich nicht von selbst auf). Atraumatisch bedeutet, dass Faden und Nadel ein Stück ergeben, es gibt keine fühlbaren Übergänge zwischen Faden und Nadel (nicht wie bei der Nadel zu Hause, dass der Faden seitlich an der Öse raus ragt).

Diese Eigenschaft verhindert Traumata am Zahnfleisch, die durch den Widerstand entstehen, wo der Faden und Nadel sich vereinen.

705003 + 705004 + 705012 diese Nadeln sind ½ Kreis schneidend

705024 ist eine Gerade Nadel

705103 ist eine besonders scharfe Nadel. ½ Kreis Rundkörper Troca Spitze der Faden ist Multifil, d.h. er ist geflochten



DC Dental Central Großhandels-GmbH • Carl-Zeiss-Str. 2 • D-22946 Trittau  
Tel.: 04154 8437-0 • Fax: 04154 8437-33  
office@[dental-central.de](mailto:office@dental-central.de) • [www.dental-central.de](http://www.dental-central.de)

Stand: Mai 2007