

# Produktbeschreibung

## DC Silikon-Pflegespray

---



### **Produktdaten:**

Artikel Nummer 705512

Inhalt: 400ml

### **Beschreibung:**

DC Silikon-Pflegespray ist ein universelles Pflege- und Isoliermittel. Es enthält als Inhaltsstoff Silikonöl. Als Treibgas dient ozonunschädliches Flüssiggas (Propan/Butan).

### **Anwendung:**

DC Silikon-Pflegespray dient als Pflegemittel für Scharniere, z.B. von Gelenken, Zangen, Scheren, es schützt vor Korrosion und Ablagerungen. Es ist auch als Trennmittel für die Kunststofftechnik im dentaltechnischen Bereich, sowie zur Pflege von Trimmern, Küvetten, Artikulatoren oder Vibratoren einsetzbar.

Die Applikation erfolgt durch möglichst dünnes Aufsprühen eines Silikonfilmes auf die zu pflegenden oder zu isolierenden Materialien. Die Oberfläche aus einem Abstand von ca. 20-30cm besprühen.

Stand: 13.03.09

DC Dental Central Großhandelsges.mbH  
Carl-Zeiss-Str.2, D-22946 Trittau, Tel: 0049 (0) 4154/84 37-0 / Fax: 0049 (0) 4154/84 37-33, [office@dental-central.de](mailto:office@dental-central.de), [www.dental-central.de](http://www.dental-central.de)