

# DC Sockel weiß

Ein Spezialgips zur Herstellung von Gipssockeln von Sägeschnittmodellen, für Vorwälle und Frässockeln. Die geringe Expansion sorgt für spannungsfreie Modelle.

Wasser/Gips Mischungsverhältnis:	25ml:100g
Verarbeitungszeit :	3Min
Abbindezeit:	5-7Min
Druckfestigkeit nach 1h:	30Mpa
Druckfestigkeit nach 24 h:	55 Mpa
Abbindeexpansion nach 2 h:	0,06 %
Farbe:	weiß
Verpackung:	20 kg Papiersack
Artikel Nr:	711081