

DC Superhart gelbbraun/goldbraun

Ein thixotroper Superhartgips zur Herstellung von Zahnkränzen, Einzelstümpfen und Kontrollmodellen in der Edelmetalltechnik und bei Keramikarbeiten. DC Superhart besitzt eine glatte Oberfläche, eine geringe Expansion und ist mechanisch hoch beanspruchbar.

Wasser / Gips:	20 ml : 100 g
Verarbeitungszeit:	5 - 6 Min.
Abbindezeit:	9 - 11 Min.
Druckfestigkeit nach 1 h:	60 Mpa
Druckfestigkeit nach 24 h:	85 Mpa
Abbindeexpansion nach 2 h:	0,09 %
Farbe:	geldbraun/goldbraun
Verpackung:	25 kg Papiersack, 5 kg Eimer
Artikel Nr:	711040, 711041